

rollz®

Pour aller plus loin



NEW

Des déambulateurs au design ergonomique et élégant

Vivre pleinement la vie, voilà ce que représente Rollz. Que ce soit pour une promenade dans le parc, une visite au musée, un voyage ou un après-midi de shopping.

Nos déambulateurs au design ergonomique et élégant vous emmènent plus loin, tout en favorisant une vie active et indépendante.



Vivre des aventures avec le Rollz Motion²

Déambulateur et fauteuil roulant en un produit

Le Rollz Motion² 2 est parfait pour tous ceux, qui veulent rester actifs, mais qui s'inquiètent de la distance, qu'ils peuvent parcourir. Avec ce modèle hybride, qui combine deux aides en une, vous êtes prêt à faire face à toutes les situations. Vous pouvez transformer le déambulateur en fauteuil roulant en quelques manipulations simples et poursuivre votre déplacement.



rollz motion

Caractéristiques de Rollz Motion²

Élégant

Déambulateur et fauteuil roulant 2 en 1 au design hollandais récompensé, pour sortir avec élégance.

Sécurité

Freins à tambour innovants, adaptés aux conditions météorologiques humides et sèches.

Agréable

Reposez-vous sur le siège rembourré ou transformez le déambulateur en fauteuil roulant.

Assistance à l'inclinaison

Franchissez facilement les seuils de porte et les bordures de trottoir grâce à l'assistance à l'inclinaison.

Maniable

Facile à diriger et à déplacer grâce aux roues avant maniables.

Stable

Les poignées ergonomiques et réglables en hauteur permettent de se tenir debout et de marcher en toute sécurité.

Compact

Le Rollz Motion² se replie facilement en un paquet compact pour s'adapter à presque toutes les voitures.

Confortable

Les grandes roues arrière à pneus souples et les poignées en mousse rendent la marche confortable.



product
design award

2012



reddot design award
honorable mention 2012



Quality
Regular
Product
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0100020023



Facile à transformer

D'un simple geste, vous pouvez transformer le déambulateur Rollz Motion2 en fauteuil roulant et inversement. Cela vous donnera confiance pour aller plus loin et vous permettre de vous reposer en chemin, tout en profitant d'une journée avec votre famille ou vos amis.

Le **Rollz Motion²** est disponible en quatre couleurs : Pebble white, Dark purple, Matt black et Island blue.

Le **Rollz Motion² Small** est disponible en Island blue et Matt black.



rollz motion

Regardez le Rollz Motion en action :





« Maintenant, j'ose parcourir de plus longues distances avec mon déambulateur. Quand je suis fatigué, je peux me reposer dans le fauteuil roulant. »

Conduite souple et sûre sur les chemins non goudronnés

Déambulateur et fauteuil roulant tout-terrain en un produit

Grâce à ses quatre pneumatiques gonflables, le Rollz Motion Performance offre une conduite confortable, même sur les routes cahoteuses. Le rembourrage très épais des accoudoirs et les poignées ergonomiques ajoutent au confort. De plus, les repose-pieds sont réglables en hauteur.



rollz motion
performance

Caractéristiques de Rollz Motion Performance

Élégant 2 en 1

Design hollandais pour sortir avec style, qui se transforme de déambulateur en fauteuil roulant en quelques secondes.

Poignées ergonomiques

Poignées de forme ergonomique et souples pour une tenue optimale.

Attrayant

Finition moderne et matte dans la nouvelle couleur Jungle green.

Visible

Visible dans l'obscurité grâce à de nombreuses pièces réfléchissantes.

Souple

Les accoudoirs avec un rembourrage en mousse très épais augmentent le confort.

Siège ferme

Coussin cunéiforme pour une meilleure position assise.

Pneumatiques gonflables

Les pneumatiques robustes gonflables permettent une conduite plus confortable sur les routes cahoteuses.

Stable

Se tenir debout et marcher en toute sécurité, tout en étant soutenu par un design robuste.



NEW | version
tout-terrain



rollz motion
performance

Spécifications

	Rollz Motion ²	Rollz Motion ² Small	Rollz Motion Performance
Déambulateur	11,6 kg	11,6 kg	11,4 kg
Kit fauteuil roulant	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg
Charge maximale	125 kg	125 kg	125 kg
Taille corporelle	1,60 - 1,90 m	1,50 - 1,85 m	1,60 - 1,90 m
Hauteur du siège	55 cm	50 cm	55 cm
Hauteur des poignées	87-98 cm	82-94 cm	86-98 cm
Siège du déambulateur	20 x 45 cm	20 x 45 cm	20 x 45 cm
Siège du fauteuil roulant	42 x 45 cm	42 x 45 cm	42 x 45 cm
Largeur totale	67 cm	67 cm	67 cm
Largeur totale	63 cm	63 cm	63 cm
Largeur pliée	31 cm	31 cm	29 cm
Diamètre des roues avant	8 pouces	8 pouces	Pneu 8 x 1¼ pouces
Diamètre des roues arrière	12 pouces	12 pouces	Pneu 12½ x 2¼ pouces

Garantie : 5 ans sur le cadre et 2 ans sur les autres pièces, à l'exception de l'usure normale.





roltz motion
rhythm

Le déambulateur Parkinson avec impulsions personnalisables

Le Rollz Motion Rhythm a été développé pour les personnes souffrant de difficultés à marcher ou de blocages de la marche (freezing).

Grâce à trois signaux, ce déambulateur très stable favorise le démarrage d'un mouvement de marche rythmique : laser, tonalités et vibrations.

Regardez le Rollz Motion Rhythm en action :



Retrouvez votre rythme de marche avec Rollz Motion Rhythm

Ce déambulateur polyvalent peut être recommandé et utilisé par les physiothérapeutes et autres professionnels, pour aider les patients souffrant de troubles neurologiques de la marche.

Trois signaux

Ce déambulateur Parkinson offre différents signaux, permettant de lutter contre le freezing : une ligne laser projetée au sol, une vibration dans les poignées et un métronome à deux tonalités.

Il est possible, mais pas indispensable, de combiner ces trois éléments.



Démarrer le rythme

Le laser, la vibration et les tonalités indiquent le rythme de marche souhaité. Les préférences personnelles et la cadence peuvent être réglées au moyen du module sur le déambulateur.

Le rythme de marche démarre en appuyant sur un bouton situé sur la poignée.




rollz motion
rhythm

Facile à régler et à activer

CUES | voir
sentir
entendre

Accélérer ou ralentir

La cadence de toutes les impulsions peut être légèrement augmentée, afin de faire marcher l'utilisateur un peu plus vite. Ou la cadence peut être ralentie, afin de rendre les mouvements plus fluides.



Deux tonalités

Une variation de la tonalité du métronome évite une accoutumance. Ainsi l'utilisateur reste concentré. Ces impulsions peuvent également être diffusées et réglées sur le smartphone.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	All		
	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	Laser
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Vibration
	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	Tonalité aigüe
	■	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	Tonalité grave

App pour smartphone

Les vibrations, l'intensité sonore et la tonalité peuvent être réglées dans l'application associée sur le smartphone. La durée du rythme de l'impulsion peut être réglée par l'App : 8x, 16x, 32x ou en continu.



RollzRhythm



« Je cherchais un déambulateur, qui ne paraissait pas en être un. Maintenant, faire les courses me fait du bien, car ce déambulateur est si facile à manœuvrer ! »



rollz flex

En mouvement avec le Rollz Flex²

Déambulateur design avec grand sac

À première vue, il ne ressemble pas à une aide à la marche. L'intention des concepteurs était de créer un design attrayant pour les sorties à l'extérieur. Ce déambulateur est facile à manœuvrer et vous pouvez marcher de manière stable et confortable, pendant que le sac porte vos courses.



Regardez le Rollz Flex en action :



Maniable

Vous pouvez facilement manœuvrer partout, même entre les obstacles. Les roues avant et arrière sont proches l'une de l'autre, ce qui assure un rayon de braquage très réduit. Ainsi, vous pouvez tourner facilement, même dans les espaces restreints.

Quand vous tournez, les roues ne vous gênent pas. Vous pouvez facilement vous écarter et prendre quelque chose dans une armoire ou sur une étagère. Le Rollz Flex² fonctionne même, lorsque le sac est plein.

Vous pouvez franchir facilement les bordures de trottoir grâce à l'assistance à l'inclinaison.



rollz flex

Caractéristiques de Rollz Flex²

Élégant

Déambulateur léger avec le look d'un Shopper de designer.

Flexible

Poignées facilement réglables pour différentes hauteurs.

Pratique

Le grand sac étanche peut transporter jusqu'à 20 kg/25 litres. Comprend un sac intérieur amovible.

Confortable

Les grandes roues arrière à pneus souples et les poignées en mousse rendent la marche confortable.

Agréable

Reposez-vous sur le siège en similicuir, alors que le guidon vous sert de dossier.

Assistance simple

Grâce à l'assistance à l'inclinaison, franchissez facilement les seuils de porte et les bordures de trottoir, même avec un sac plein.

Maniable

Facilité de conduite et de déplacement grâce à un rayon de braquage réduit.





rollz flex

Spécifications

	Rollz Flex
Poids du déambulateur	7,7 kg
Taille corporelle	1,55-1,95m
Hauteur du siège	62 cm
Largeur du siège	44 cm
Charge maximale	125 kg
Largeur totale	62,3 cm
Longueur totale	60 cm
Largeur pliée	33 cm
Hauteur des poignées	80-100 cm
Capacité maximale du sac	25 litre/20 kg
Diamètre des roues	8 pouces

Le **Rollz Flex²** est disponible en quatre couleurs de cadre : Matt black, Pebble white, Dark purple et Jungle green. Le sac est fabriqué dans un matériau durable et étanche et est disponible en gris.

Garantie : 5 ans sur le cadre et 2 ans sur les autres pièces, à l'exception de l'usure normale.





Housse de transport Rollz Motion

La conception unique de la housse de transport permet de placer à la fois le Rollz Motion et le kit pour fauteuil roulant dans une seule housse compacte. La housse de transport protège le Rollz Motion contre les dommages.



Sac Rollz Motion

Ce sac élégant et fonctionnel peut être monté sur le cadre du Rollz Motion. Vous pouvez y placer vos achats directement et l'emporter avec vous, ce qui vous évite de porter des sacs de courses.



Porte-gobelet Rollz Motion

Le porte-gobelet Rollz est très facile à utiliser. Grâce au système coulissant, le support peut être rapidement placé dans la position souhaitée, afin que l'utilisateur puisse prendre une bouteille d'eau.



Supports de kit fauteuil roulant 3 en 1 Rollz Motion

Grâce à ces supports, vous pouvez également suspendre le kit de votre fauteuil roulant au-dessus du siège. Vous avez ainsi plus d'espace pour marcher et plus de liberté de mouvement. Un support de canne et un porte-sac sont intégrés.



Parapluie Rollz Motion et Rollz Flex

Ce parapluie vous protège de la pluie et du soleil. Il se fixe au châssis, afin que vous puissiez vous appuyer avec les deux mains sur le déambulateur.

Sangle dorsale Rollz Motion

Vous vous déplacez seul et avez le kit fauteuil roulant à la maison ? La sangle dorsale vous offre un peu de repos, lorsque vous vous appuyez sur la sangle souple.



Ceinture de sécurité Rollz Motion

La ceinture de sécurité vous attache dans le fauteuil roulant pour plus de sécurité. Elle se fixe facilement au kit du fauteuil roulant et peut être réglée à la longueur souhaitée.



Support de canne Rollz Flex

Le porte-canne se fixe au guidon. Le support de canne est conçu pour s'adapter à presque toutes les cannes.



Crochets pour achats Rollz Flex

Lorsque vous faites vos courses, ce jeu de crochets vous offre la possibilité d'emporter un autre sac à provisions.



Plateau Rollz Motion et Rollz Flex

Ce plateau en bambou permet d'emporter facilement une tasse de café ou un livre partout dans la maison.



Rollz International BV

www.rollz.fr

rollz®



rollzint



RollzInternational



rollzint



RollzInternational